



774572

SOFTTEXTIL

Activateur catalyseur super concentré

Mélange équilibré de tensio-actifs de nouvelle génération et d'enzymes pour un fort pouvoir désincrustant et dégraissant.

Activateur catalyseur super concentré spécial pour les cycles de lavages professionnels à l'eau trioxygénée. Il présente un bilan équilibré de tensioactifs nouvelle génération lui conférant un fort pouvoir désincrustant et dégraissant. Il élimine la charge électrostatique de tous les types de tissus. Il ne déteint pas, n'abîme pas ni ne rétrécit le linge, prolongeant ainsi sa durée de vie. Il ravive les couleurs et renforce la blancheur. Produit concentré à rendement élevé. De par son caractère cationique, il apporte au linge une action désodorisante qui élimine les mauvaises odeurs sur les tissus.

MODE D'EMPLOI

Ajouter au cycle de pré-lavage ou de lavage entre 3 et 6 g de SOFTTEXTIL par kg de linge sec à laver.

Dosages préconisés :

Franges et Mops : 3 g/kg

Linge standard : 4 g/kg

Linge très souillé : 6 g/kg

CARACTERISTIQUES

pH: (5%) : 8-9

Aspect: liquide brun

Parfum: frais

Densité : 1.01 g/ml

Sécurité : selon fiche de données de sécurité

CONDITIONNEMENTS

Réf. 774572 Poche de 10 kg

POUR USAGE
PROFESSIONNEL

PRECONISATIONS PROGRAMMES SOFT CONCEPT



Linge très souillé

Prélavage :
Eau trioxygénée

Lavage 1 :
Température 40°C,
Temps 10min, sans
vidange
SOFTTEXTIL : 6g/kg

Lavage 2 :
Température 60°C
Temps 10 min
SOFTOXYGENE :
5g/kg



Linge standard

Si pré-lavage :
Eau trioxygénée

Lavage :
Température 40°C
(préférer 30°C),
Temps 15 min

SOFTTEXTIL: 4g/kg

SOFTOXYGENE :
3g/kg, retard
injection 6 minutes



Franges et Mops

Prélavage :
Eau trioxygénée

Lavage :
Température 60°C
Temps 12min

SOFTTEXTIL: 3g/kg



SOFTCONCEPT est l'association de SOFTOXYGEN avec l'activateur catalyseur SOFTTEXTIL et l'eau trioxygénée, produite à la demande par un générateur Pro₃ active. Ce système exclusif HEEGEO combine douceur, blanchiment, désinfection et puissance d'oxygénation pour un lavage parfait tout en préservant les tissus.



Version 250124