

références

115.100.100
115.100.101
115.400.350

dimensions

60 cm x 90 cm x 4 cm
(115.100.100)

180 cm x 90 cm x 4 cm
(115.100.101)

110 cm x 380 cm x 5 cm
(115.400.350 - 2 pièces)

composition

- polyester
- remplissage en polyéther renforcé une mousse absorbante, protégée par un filet tissé résistant

poids

1.4 kg (115.100.100)
2.8 kg (115.100.101)
22.4 kg (115.400.350)

couleur

noir avec housse bleue



115.100.100



115.100.100



115.400.350 - 2 pièces



115.100.101

UTILISATION

Le tapis peut être rempli avec tous les produits de désinfection traditionnels, qui protègent contre la prolifération de maladies ou d'organismes à travers les semelles (réf. 115.100.100 et 115.100.101) ou à travers les roues des véhicules (réf. 115.400.350).

Vider l'eau sale chaque jour et rincer au jet.

Capacité d'absorption du tapis avec dimensions 60 x 90 x 4 cm: 10 litres de désinfectant.

Capacité d'absorption du tapis avec dimensions 180 x 90 x 4 cm: 30 litres de désinfectant.

Capacité d'absorption des rails avec dimensions 110 x 380 x 5 cm: 40 litres de désinfectant (le rail).

DOMAINES D'UTILISATION

S'utilise avant l'entrée des grandes cuisines, les élevages, les labos de fabrication agro-alimentaire, les poulaillers, hôpitaux, aéroports, écoles, collectivités médicales et toute autre zone nécessitant une désinfection des pieds.