

GANTS A USAGE UNIQUE EN NITRILE NOIRS NON POUDRÉS



774560A - 774561A - 774562A - 774563A

- Non-poudrés : l'absence de poudre limite les risques allergiques
- Ambidextres, qualité médicale
- Bout des doigts texturés, texture non glissante
- Secteurs d'utilisation : agro-alimentaire, médical, collectivités, entreprises de services, CHR, industrie...
- Normes :



CAT.III

Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie III
Risques mortels ou dommages irréversibles
Règlement UE 2017/745 sur les dispositifs médicaux -
Classe 1
EN ISO 21420 : 2020 Exigences générales pour les gants
de protection
EN 455-1-2-3-4 : Gants médicaux non réutilisables : détec-
tion des trous, propriétés physiques, évaluation biologique
ISO 374-1 : 2016/A1 : 2018-Gants de protection contre
les produits chimiques, gants Type B
ISO 374-5 : 2016 Gants de protection contre les micro-or-
ganismes (bactéries, champignons, virus).

ISO 374-1:2016/A1:2018 Tipo B



KJP



VIRUS



Convient au contact avec tous les aliments selon le
règlement (UE) n° 10/2011 du 14 janvier 2011

Caractéristiques produit

Matière: nitrile
Couleur: noir
AQL 1,5
Longueur : 240 mm +/-5
Epaisseur au niveau de la paume : 0.06 +/- 0.01 mm
Force à la rupture \geq 6 Newton

Conditionnement

Boîte en carton distributrice de 100 pièces
Carton de transport de 10 boîtes

Stockage

Stocker dans l'emballage d'origine à l'abri de la chaleur, du
froid, de l'humidité et de la lumière intense.
Durée de vie si produit stocké dans son emballage d'origine:
5 ans



Références

774560A : Taille S (6/7) - poids 3,2 g \pm 0,3
774561A : Taille M (7/8) - poids 3,5 g \pm 0,3
774562A : Taille L (8/9) - poids 3,8 g \pm 0,3
774563A : Taille XL (9/10) - poids 4,1 g \pm 0,3

Retirer les gants en évitant de toucher la partie extérieure.
Pour cela, replier l'extrémité de la manchette et retirer les
gants en les retournant.



0 800 300 560 Service & appel
gratuits

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr
HEEGEO 10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde